


Anticorpo Monoclonale Anti-Eif3E Per Wb, Ihc-P, Elisa - P60228

Numero articolo: CM0009258



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro eIF3e (EIF3S6/INT6) per Western blot, IHC-P e ELISA. Validato su uomo, topo e ratto. Adatto per lo studio dell'iniziazione della traduzione e dell'NMD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	eIF3e Rabbit mAb
Note / Alias	INT6, EIF3S6, EIF3-P48, eIF3-p46, eIF3e
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3646
GeneID	3646
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 210-350 di eIF3e umano (P60228)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P60228
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio