


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Eif3E Per Wb, Elisa - P60228

Numero articolo: CM0026553



introduzione

CamelBio offre un anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato a eIF3e (INT6, EIF3S6). Validato per Western blot ed ELISA su campioni umani e di topo, questo anticorpo supporta la ricerca sull'inizio della traduzione proteica e sulla biologia del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	eIF3e Rabbit pAb
Note/Alias	INT6; EIF3S6; EIF3-P48; eIF3-p46; eIF3e
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3646
GeneID	3646
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-445 di eIF3e umano (NP_001559.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P60228
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio