


Anticorpo Policlonale Anti-Eif3G Per Wb, If/Icc, Elisa - 075821

Numero articolo: CM0030496



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato a EIF3G umano, convalidato per Western blot, immunofluorescenza/immunocitochimica ed ELISA. EIF3G è un componente fondamentale del complesso del fattore di inizio della traduzione eucariotica 3, essenziale per la sintesi proteica e la regolazione del ciclo cellulare. Questo anticorpo cross-reagisce con campioni di topo e ratto, fornendo un'utilità versatile nella ricerca traslazionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	EIF3G pAb coniglio
Osservazioni/Alias	EIF3S4; EIF3-P42; eIF3-p44; eIF3-delta; EIF3G
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	8666
Gene ID	8666
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-320 di EIF3G umano (NP_003746.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	075821
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio