


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Eif3K Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ubq5

Numero articolo: CM0025506



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro EIF3K, validato per Western blot, IHC-P ed ELISA in umano, topo e ratto. Ideale per studiare l'inizio della traduzione e la sintesi proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	EIF3K Rabbit pAb
Note/Alias	M9; ARG134; PLAC24; PTD001; EIF3S12; HSPC029; MSTP001; PLAC-24; PRO1474; EIF3-p28; EIF3K
Specie	Umano
GeneID (Umano)	27335
GeneID	27335
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-218 di EIF3K umano (NP_037366.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UBQ5
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio