


Anti-Eif3L Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y262

Numero articolo: CM0028040



introduzione

Anti-EIF3L Coniglio Anticorpo Policlonale validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Componente del complesso di iniziazione della traduzione eIF-3, coinvolto nella sintesi proteica e nella proliferazione cellulare. Ideale per uso IVD e ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	EIF3L Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	EIF3EIP; EIF3S11; HSPC021; HSPC025; MSTP005; EIF3S6IP; EIF3L
Specie	Umano
GeneID (Umano)	51386
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-230 dell'EIF3L umano (NP_057175.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y262
Peso Proteico	67kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio