


Anticorpo Policlonale Anti-Eif3M Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q7L2H7

Numero articolo: CM0028126



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro EIF3M umano (eIF3m, hFL-B5), validato per Western blot, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. EIF3M è una subunità del complesso eIF-3 essenziale per l'inizio della traduzione, rilevante nella ricerca sul cancro e sulle infezioni virali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EIF3M Rabbit pAb
Note/Alias	B5; GA17; PCID1; TANGO7; hfl-B5; EIF3M
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	10480
ID gene	10480
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-374 di EIF3M umano (NP_006351.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q7L2H7
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio