

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Eif4A Per Wb, If/Icc, Elisa - P60842 / Q14240 / P38919

Numero articolo: CM0020964



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-eIF4A per WB, IF/ICC, ELISA. Riconosce eIF4A umano, di topo, di ratto (P60842/Q14240/P38919). Ideale per la ricerca sull'iniziazione della traduzione e sull'RNA elicasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	eIF4A Rabbit pAb
Specie	Uomo
ID gene	1973/1974/9775
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di eIF4A umano (NP_001407.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P60842/Q14240/P38919
Spedizione	Sacca di ghiaccio