

Anticorpo Policlonale Anti-Eif4A1 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P60842

Numero articolo: CM0028795



introduzione

eIF4A1 Rabbit pAb validato per WB, IF/ICC, IP, ELISA; reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per studiare l'inizio della traduzione e la funzione dell'elicasa dell'RNA nella ricerca e nella diagnostica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	eIF4A1 Rabbit pAb
Note/Alias	DDX2A; EIF4A; EIF-4A; eIF4A-I; eIF-4A-I; eIF4A1
Specie	Umano
ID Gene	1973 (umano)
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 di eIF4A1 umano (NP_001407.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P60842
Peso Proteico	46kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio