

Anticorpo Monoclonale Anti-Eif4A1/Eif4A2/Eif4A3 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P60842/Q14240/P38919

Numero articolo: CM0007538



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che si targeting umano EIF4A1/EIF4A2/EIF4A3 con reattività crociata verso topo e ratto. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP ed ELISA. Ideale per lo studio dell'inizio della traduzione e della funzione dell'elicasi RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	EIF4A1/EIF4A2/EIF4A3 Rabbit mAb
Note/Alias	DDX2A; EIF4A; EIF-4A; eIF4A-I; eIF-4A-I; DDX2B; EIF4F; BM-010; eIF4A-II; e-IF-4A-II; Fal1; RCPS; DDX48; MUK34; NUK34; NMP265; eIF4AIII; eIF4A-III; e-IF-4A-III; EIF4A1/EIF4A2/EIF4A3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1973/1974/9775
GeneID	1973/1974/9775
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 di EIF4A1, EIF4A2 ed EIF4A3 umani
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P60842/Q14240/P38919
Peso Proteico	46kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio