


Anticorpo Policlonale Anti-Eif4A2 Per Wb, Elisa - Q14240

Numero articolo: CM0025036



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-EIF4A2 di alta qualità validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con esseri umani, topi e ratti. Adatto per lo studio dell'inizio della traduzione e dell'attività RNA elicasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EIF4A2 Rabbit pAb
Note/Alias	DDX2B; EIF4A; EIF4F; BM-010; eIF4A-II; eIF-4A-II; EIF4A2
Specie	Umana
GeneID (Umana)	1974
GeneID	1974
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-270 di EIF4A2 umana (NP_001958.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q14240
Peso proteico	46 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio