

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Eif4A3 Per Wb, If/Icc, Elisa - P38919

Numero articolo: CM0005751



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-eIF4A3 validato per WB, IF/ICC e ELISA. Riconosce la proteina eIF4A3 umana, di topo e di ratto (P38919). Ideale per lo studio dello splicing e della dinamica dell'EJC.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	eIF4A3 Rabbit mAb
Annotazioni / Alias	Fal1; RCPS; DDX48; MUK34; NUK34; NMP265; eIF4AIII; eIF4A-III; eIF-4A-III; eIF4A3
Specie	Umana
Gene ID	9775 (Uomo)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 34-125 di eIF4A3 umano (P38919)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P38919
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio