

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Eif4A3 Per Wb, Elisa - P38919

Numero articolo: CM0025711



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce eIF4A3 umano (DDX48/NMP265), validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studiare lo splicing dell'mRNA, l'assemblaggio del complesso di giunzione dell'esone (EJC) e il decadimento mediato da codone di stop non senso.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	eIF4A3 Anticorpo pAb di Coniglio
Note/Alias	Fal1; RCPS; DDX48; MUK34; NUK34; NMP265; eIF4AIII; eIF4A-III; eIF-4A-III; eIF4A3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9775
GeneID	9775
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-210 di eIF4A3 umano (NP_055555.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P38919
Peso Molecolare Proteina	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio