


Anticorpo Policlonale Anti-Eif4B Per Wb, If/Icc, Elisa - P23588

Numero articolo: CM0017067



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro EIF4B umano, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva EIF4B umano, murino e di ratto; adatto per studi sull'inizio della traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	EIF4B Rabbit pAb
Note/Alias	EIF-4B; PRO1843; EIF4B
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	1975
GeneID	1975
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 352-611 di EIF4B umano (NP_001408.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P23588
Peso della proteina	69 kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico