


Anticorpo Policlonale Anti-Eif4B Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P23588

Numero articolo: CM0026672



introduzione

EIF4B Rabbit pAb è un anticorpo policlonale diretto contro il fattore eucariotico di iniziazione della traduzione 4B umano e murino. Convalidato per WB, IF/ICC, IP ed ELISA, supporta la ricerca sulla biosintesi proteica e sui meccanismi di controllo della traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EIF4B Rabbit pAb
Note/Alias	EIF-4B; PRO1843; EIF4B
Specie	Umana
ID gene (Umano)	1975
ID gene	1975
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 352-611 di EIF4B umano (NP_001408.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	P23588
Peso proteico	69kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio