

Anticorpo Policlonale Anti-Eif4E Per Wb, If/Icc, Elisa - P06730

Numero articolo: CM0013290



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro eIF4E umano, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Riconosce il fattore di inizio della traduzione da 25 kDa coinvolto nel legame al cappuccio dell'mRNA, nell'esportazione nucleare e nel controllo della traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	eIF4E Rabbit pAb
Note/alias	CBP; EIF4F; AUTS19; EIF4E1; eIF-4E; EIF4EL1; eIF4E
Specie	Umano
ID genico (umano)	1977
ID genico	1977
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-217 di eIF4E umano (NP_001959.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P06730
Peso della proteina	25 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante