

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Eif4E [Validato Kd] Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P06730

Numero articolo: CM0009466



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro eIF4E umano, validato per WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce crociatamente con topo, ratto e scimmia. Ideale per studi sull'inizio della traduzione e sull'esportazione dell'mRNA - P06730.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	eIF4E Rabbit mAb [Validato KD]
Note/alias	CBP; EIF4F; AUTS19; EIF4E1; eIF-4E; EIF4EL1
Specie	Umano
ID del gene	1977
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 dell'eIF4E umano (NP_001959.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto, scimmia
SWISS	P06730
Peso della proteina	25kDa/27kDa/29kDa
Spedizione	Borsa refrigerante