

Anticorpo Policlonale Anti-Eif4E2 Per Wb - O60573

Numero articolo: CM0024764



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce l'EIF4E2 (4EHP) umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Riconosce proteine di Umano, Topo, Ratto. Repressore traduzionale chiave coinvolto nel silenziamento mediato da miRNA e nella risposta virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	EIF4E2 Anticorpo pAb di Coniglio
Note/Alias	4EHP, IF4e, 4E-LP, h4EHP, EIF4EL3, EIF4E2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9470
GeneID	9470
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 1-240 dell'EIF4E2 umano (NP_004837.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O60573
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio