


Anticorpo Monoclonale Anti-Eif4Ebp1 (4E-Bp1) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13541

Numero articolo: CM0004293



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro eIF4EBP1 (4E-BP1, PHAS-I) convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Adatto per studi su uomo, topo e ratto sulla regolazione della traduzione, la segnalazione mTOR e la ricerca oncologica. Uniprot: Q13541.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KD] eIF4EBP1 Rabbit mAb
Note / Alias	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; eIF4EBP1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	1978
ID gene	1978
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 20-118 di eIF4EBP1 umano (NP_004086.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q13541
Peso proteico	13kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio