


Anticorpo Policlonale Anti-Eif4Ebp1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13541

Numero articolo: CM0013131



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro eIF4EBP1 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per studi sulla regolazione della traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	eIF4EBP1 Rabbit pAb
Note/Alias	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; eIF4EBP1
Specie	Umano
Gene ID	1978
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-118 di eIF4EBP1 umano (NP_004086.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13541
Peso Proteico	13kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio