


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Eif4Ebp1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q13541

Numero articolo: CM0007479



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-eIF4EBP1 ad alta specificità validato per WB, IF/ICC e ELISA; rileva l'eIF4EBP1 umano (13 kDa) per studi sulla regolazione della traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Validato KD] eIF4EBP1 Rabbit mAb
Note/Alias	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; [Validato KD] eIF4EBP1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	1978
GeneID	1978
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	Q13541
Peso proteico	13 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio