

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Eif4Ebp1 Per Ihc-P Ed Elisa - Q13541

Numero articolo: CM0019761



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro eIF4EBP1 umano (4EBP1) per IHC-P ed ELISA, con reattività crociata con topo e ratto. Ideale per lo studio della via mTORC1 e del controllo dell'inizio della traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	eIF4EBP1 pAb di coniglio
Note/alias	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; eIF4EBP1
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	1978
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-118 di eIF4EBP1 umano (NP_004086.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q13541
Peso della proteina	13 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante