


Anticorpo Policlonale Anti-Eif4G1 Per Wb E Elisa - Q04637

Numero articolo: CM0017349



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'EIF4G1 umano (eIF4G, p220), validato per WB e ELISA. Adatto per lo studio dell'inizio della traduzione, dei granuli di stress e delle vie associate alla malattia di Parkinson.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EIF4G1 Rabbit pAb
Note/Alias	P220, EIF4F, EIF4G, EIF4GI, PARK18, EIF-4G1, EIF4G1
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	1981
GeneID	1981
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 550-650 dell'EIF4G1 umano (NP_886553.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q04637
Peso proteico	175 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio