


Anticorpo Policlonale Anti-Eif4G1 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q04637

Numero articolo: CM0027562



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro EIF4G1 umano (eIF4G, p220), validato per WB, IHC-P, IP, ELISA. Ideale per lo studio dell'inizio della traduzione e delle vie di risposta allo stress.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EIF4G1 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	P220; EIF4F; EIF4G; EIF4GI; PARK18; EIF-4G1; EIF4G1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	1981
ID gene	1981
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 400-500 di EIF4G1 umano (NP_886553.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q04637
Peso proteico	175kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio