

Anticorpo Policlonale Anti-Eif4G2/P97 Per Wb, Elisa - P78344

Numero articolo: CM0014223



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-EIF4G2/p97 convalidato per WB e ELISA su campioni umani, di topo e ratto. Bersaglia il fattore di iniziazione della traduzione EIF4G2 (DAP5/p97), 102kDa. Ideale per studi sulla traduzione mediata da IRES.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	EIF4G2/p97 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	P97; AAG1; DAP5; NAT1; EIF4G2/p97
Specie	Umana
GeneID (Umana)	1982
GeneID	1982
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 750-850 di EIF4G2/p97 umano (NP_001409.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P78344
Peso Proteico	102kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio