

Anticorpo Policlonale Anti-Eif4G2/P97 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P78344

Numero articolo: CM0028671



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro EIF4G2/p97, convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. Adatto per la ricerca sull'iniziazione della traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifica	Dettagli
Nome prodotto	EIF4G2/p97 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	P97; AAG1; DAP5; NAT1; EIF4G2/p97
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	1982
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 320-490 di EIF4G2/p97 umano (NP_001409.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P78344
Peso proteico	102kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio