


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Eif5 Per Wb, If/Icc, Elisa - P55010

Numero articolo: CM0025280



introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio bersaglia EIF5, ed è adatto per WB, IF/ICC e ELISA su campioni di uomo, topo e ratto. EIF5 è una proteina attivatrice della GTPasi fondamentale per la funzione del complesso di pre-iniziazione 43S nell'inizio della traduzione degli mRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EIF5 Rabbit pAb
Note/Alias	EIF-5; EIF-5A; EIF5
Specie	Uomo
GeneID	1983
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-235 di EIF5 umano (NP_892116.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P55010
Peso proteico	49kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio