

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Eif5A Per Wb, Elisa - P63241

Numero articolo: CM0010790



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-eIF5A di alta qualità convalidato per applicazioni Western blot (WB) ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'allungamento della traduzione, l'arresto del ribosoma e l'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	eIF5A Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	FABAS; EIF-5A; EIF5A1; eIF-4D; eIF5AI; eIF5A
Specie	Umano
GeneID (umano)	1984
GeneID	1984
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 dell'eIF5A umano (P63241).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P63241
Peso proteico	17kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio