

Anticorpo Policlonale Anti-Eif5A2 Per Wb, Elisa - Q9Gzv4

Numero articolo: CM0026354

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro EIF5A2 umano, validato per WB ed ELISA. Rileva EIF5A2 umano, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla traduzione e sul cancro. SWISS: Q9GZV4.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	EIF5A2 Rabbit pAb
Note/Alias	EIF-5A2; eIF5AII; EIF5A2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	56648
GeneID	56648
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-153 di EIF5A2 umano (NP_065123.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9GZV4
Peso Proteico	17kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio