


Anticorpo Policlonale Anti-Eif5B Per Wb, If/Icc, Elisa - O60841

Numero articolo: CM0014033



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce l'EIF5B umano (IF2), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per studi sull'inizio della traduzione e sulla giunzione delle subunità ribosomiali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	EIF5B Rabbit pAb
Note/Alias	IF2; EIF5B
Specie	Umano
GeneID (umano)	9669
GeneID	9669
Immunogeno	Proteina Ricombinante, Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-273 dell'EIF5B umano (NP_056988.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O60841
Peso Molecolare Proteina	139kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio