

Anticorpo Policlonale Anti-Elastina Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P15502

Numero articolo: CM0021316

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-Elastina (ELN) validato per Western blot, immunofluorescenza, immunoistochimica ed ELISA; reagisce con umano, topo, ratto; adatto per la ricerca sulla matrice extracellulare e sulla biologia vascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ELN Rabbit pAb
Note/Alias	WS; WBS; SVAS; ADCL1; ELN
Specie	Umano
GeneID	2006
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-200 di ELN umano (NP_001265868.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P15502
Peso Proteico	68 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio