

Anticorpo Policlonale Anti-Elavl2 Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q12926

Numero articolo: CM0030729

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'umano ELAVL2 (HuB, HEL-N1), validato in WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Adatto per la ricerca in neuroscienze e sulle proteine leganti l'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ELAVL2 Coniglio pAb
Note/Alias	HUB; HELN1; HEL-N1; ELAVL2
Specie	Umano
GenelD (Umano)	1993
GenelD	1993
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di ELAVL2 umano (NP_004423.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q12926
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio