

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Elavl3 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q14576

Numero articolo: CM0028986

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro ELAVL3 umano (HuC, PLE21). Convalidato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reattività incrociata con topo e ratto. Ideale per la ricerca neuroscientifica sulla differenziazione neuronale e la regolazione dell'mRNA. - 40 kDa, Q14576.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ELAVL3 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	HUC; HUCL; PLE21; ELAVL3
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	1995
ID gene	1995
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 161-260 di ELAVL3 umano (NP_001411.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q14576
Peso proteico	40 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio