

Anticorpo Policlonale Anti-Elavl4 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P26378

Numero articolo: CM0016464



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting l'ELAVL4 umano (HuD) per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Adatto per ricerche di neurobiologia e sindrome paraneoplastica. PM stimato 42 kDa. SWISS P26378.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ELAVL4 pAb coniglio
Note/Alias	HUD; PNEM; ELAVL4
Specie	Umano
GeneID	1996
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 dell'ELAVL4 umano (NP_068771.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Topo, Ratto
SWISS	P26378
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio