

Anticorpo Policlonale Anti-Elf4 Per If/Icc Ed Elisa - Q99607

Numero articolo: CM0025948

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ELF4 umano, validato per immunofluorescenza (IF/ICC) ed ELISA. Immunogeno ricombinante, reagisce in modo incrociato con ELF4 umano (UniProt Q99607). Adatto per studiare la regolazione trascrizionale, l'immunità innata e le risposte infiammatorie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ELF4 Rabbit pAb
Note/Alias	MEF; ELFR; AIFBL2; ELF4
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2000
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 di ELF4 umano (NP_001412.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q99607
Peso Proteico	71kDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio