


Anticorpo Policlonale Anti-Elf5 Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Ukw6

Numero articolo: CM0025159



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ELF5, validato in WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Adatto per studi sulla differenziazione epiteliale e sulla regolazione della trascrizione. UniProt Q9UKW6.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ELF5 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ESE2; ELF5
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2001
ID Gene	2001
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 40-150 di ELF5 umano (NP_938195.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9UKW6
Peso proteico	31kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio