

Anticorpo Policlonale Anti-Elk1 Per Wb, Elisa - P19419

Numero articolo: CM0016139



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-ELK1 validato per WB ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Prende di mira la regione C-terminale del fattore di trascrizione del dominio ETS ELK1, coinvolto nella segnalazione MAPK e nell'induzione dei geni precoci immediati.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-ELK1
Note/Alias	ELK1
Specie	Umano
ID Gene	2002
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 201-297 di ELK1 umano (NP_005220.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P19419
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio