

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Elk1 Per Wb, Ip, Elisa - P19419

Numero articolo: CM0003497



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-ELK1 convalidato per WB, IP e ELISA in uomo, topo e ratto. Bersaglia il fattore di trascrizione Elk-1 del dominio ETS, un mediatore chiave della segnalazione MAPK e dell'attivazione genica immediata-precocce. Solo per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ELK1 mAb di coniglio
Annotazioni/Alias	ELK1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	2002
ID gene	2002
Immunogeno	Peptide sintetico (Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 329-428 di ELK1 umano (NP_001107595.1))
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P19419
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio