

Anticorpo Policlonale Anti-ELL Di Coniglio Per Wb, Elisa - P55199

Numero articolo: CM0023643



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'umano ELL (proteina della leucemia ricca di lisina eleven-nineteen), validato per Western blot ed ELISA, reagisce in modo incrociato con il topo. Adatto per lo studio dell'elongazione dell'RNA polimerasi II e della regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ELL Rabbit pAb
Note/Alias	MEN; ELL1; PPP1R68; C19orf17; ELL
Specie	Umano
GeneID	8178
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 350-450 dell'umano ELL (NP_006523.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P55199
Peso Molecolare Proteina	68kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio