


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Elmo1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q92556

Numero articolo: CM0005685



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità mirato all'ELMO1 umano (Q92556) per WB, IHC-P, ELISA. Convalidato su umano, topo e ratto. Ideale per studi sui riarrangiamenti del citoscheletro, sulla fagocitosi e sulla motilità cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	ELMO1 mAb di coniglio
Note/Alias	CED12; CED-12; ELMO-1; ELMO1
Specie	Umano
GeneID (umano)	9844
GeneID	9844
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 628-727 dell'ELMO1 umano (Q92556).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q92556
Peso Proteico	84kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio