

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Elmo2 Per Wb, Elisa - Q96Jj3

Numero articolo: CM0015538



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro ELMO2 umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo, ratto. Utile per studi di fagocitosi, motilità cellulare e inglobamento. Immunogeno: proteina di fusione ricombinante (aa 42-120).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ELMO2 Rabbit pAb
Note/Alias	VMPI; CED12; CED-12; ELMO-2; Ced-12A; ELMO2
Specie	Umano
ID Gene	63916
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 42-120 di ELMO2 umano (NP_877496.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96Jj3
Peso Proteico	83kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio