

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Elmo3 Per Wb, Elisa - Q96Bj8

Numero articolo: CM0025641

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-ELMO3 umano validato per WB e ELISA; reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Il bersaglio è una proteina della fagocitosi e della motilità cellulare coinvolta nei riarrangiamenti del citoscheletro. Ideale per la ricerca sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ELMO3 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	CED12; CED-12; ELMO-3; ELMO3
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	79767
GeneID	79767
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 504-773 dell'ELMO3 umano (NP_078988.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q96Bj8
Peso proteico	81kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio