

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-ELN (Elastina) Per Ihc-P, Elisa - P15502

Numero articolo: CM0017984

introduzione

CamelBio offre Anti-ELN (Elastina) pAb di coniglio, validato per IHC-P e ELISA. Bersaglia l'elastina umana (UniProt P15502), una proteina secreta della matrice extracellulare di 68 kDa. Ideale per la ricerca cardiovascolare e sul tessuto connettivo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ELN pAb di coniglio
Note/Alias	WS; WBS; SVAS; ADCL1; ELN
Specie	Umana
GeneID (Umana)	2006
GeneID	2006
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-97 di ELN umano (P15502).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P15502
Peso proteico	68 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio