

Anticorpo Policlonale Anti-Elovl2 Per Wb, Elisa - Q9Nxb9

Numero articolo: CM0018829

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'ELOVL2 umano, un'elongasi per acidi grassi a catena molto lunga. Convalidato per WB e ELISA, mostra reazione crociata con specie umana e ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo degli acidi grassi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ELOVL2 pAb di coniglio
Note/Alias	SSC2; ELOVL2
Specie	Umana
ID gene (Umano)	54898
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 247-296 dell'ELOVL2 umano (NP_060240.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Ratto
SWISS	Q9NXB9
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio