

Anticorpo Policlonale Anti-Elovl4 Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Gzr5

Numero articolo: CM0027697

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting ELOVL4 umano, validato per Western blot, immunofluorescenza/immunocitochimica ed ELISA. Reagisce con il topo e il ratto. Ideale per lo studio dell'allungamento degli acidi grassi a catena molto lunga e delle malattie correlate.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ELOVL4 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ADMD; CT118; ISQMR; SCA34; STGD2; STGD3; ELOVL4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6785
GeneID	6785
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 di ELOVL4 umano (NP_073563.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9GZR5
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio