

Anticorpo Policlonale Anti-Elovl5 Per Wb E Elisa - Q9Nyp7

Numero articolo: CM0023683

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ELOVL5 umano, validato per Western blot e ELISA. Bersaglia la elongasi degli acidi grassi a catena molto lunga 5, coinvolta nel metabolismo lipidico e collegata all'atassia spinocerebellare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	ELOVL5 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	HELO1; SCA38; dj483K16.1; ELOVL5
Specie	Umana
GenelD (Umana)	60481
GenelD	60481
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 247-326 di ELOVL5 umano (NP_001229757.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana
SWISS	Q9NYP7
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio