

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Elp2 Per Wb, Elisa - Q6la86

Numero articolo: CM0016562



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro ELP2 umano, validato per WB e ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sul complesso elongatore e la modificazione degli tRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ELP2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	StIP; MRT58; SHINC-2; STATIP1; ELP2
Specie	Umana
ID genico	55250
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 300-600 di ELP2 umano (NP_001229808.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q6IA86
Peso proteico	93kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio