

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Elp3 (Kat9) Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H9T3

Numero articolo: CM0026225



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro KAT9/ELP3 umano, validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo, ratto. Rileva la proteina 3 del complesso elongatore, una tRNA acetiltransferasi associata a neurodegenerazione e neurogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	KAT9/Elp3 Rabbit pAb
Note/Alias	KAT9; KAT9/Elp3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	55140
ID Gene	55140
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9H9T3
Peso Proteico	62kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio