

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Elp5 Per Wb Ed Elisa - Q8Te02

Numero articolo: CM0024464

introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio ELP5 validato per WB ed ELISA, reagisce con umano e topo. Mira alla proteina 5 del complesso elongatore coinvolta nella modifica del tRNA e nella migrazione cellulare. Ideale per studi sulla regolazione post-trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ELP5 Rabbit pAb
Note/Alias	DERP6; MST071; HSPC002; MSTP071; C17orf81; ELP5
Specie	Umano
GeneID (umano)	23587
GeneID	23587
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 17-316 di ELP5 umano (NP_056177.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q8TE02
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio