

Anticorpo Policlonale Anti-Elspbp1 Per Wb, If-P, Elisa - Q96Bh3

Numero articolo: CM0022096

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'ELSPBP1 umano (E12, HE12). Convalidato per WB, IF-P, ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Rileva la proteina secretata legante lo sperma epididimale coinvolta nella fertilizzazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ELSPBP1 Rabbit pAb
Note/Alias	E12; HE12; EL149; EDDM12; ELSPBP1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	64100
GeneID	64100
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 110-223 dell'ELSPBP1 umano (NP_071425.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q96BH3
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio