

Anti-Emb (Embigin/Gp70) Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb E Elisa - Q6Pcb8

Numero articolo: CM0012890



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega alla Embigin umana (EMB/GP70). Validato per WB e ELISA. Adatto per studi sulla crescita dei motoneuroni, sulle giunzioni neuromuscolari e sulla localizzazione dei trasportatori di monocarbossilati.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome Prodotto	EMB Coniglio pAb
Note/Alias	GP70; EMB
Specie	Umano
GeneID (Umano)	133418
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 33-260 della EMB umana (NP_940851.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q6PCB8
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio